




Náhrada kolenního kloubu

Zadanou životnost 20 obrobků na nůž se podařilo výrazně překonat výslednými 60 obrobky na nůž.



Zákaznická aplikace

Náš zákazník z oblasti zdravotnické techniky nebyl spokojen s kvalitou a procesní bezpečností stávajícího ručního odhrotování příčného otvoru pro výstup závitů v kolenním systému. Stoupající objem odhrotovaných otvorů problematiku dále vyostřil. Zákazník proto začal hledat automatizované řešení.



Řešení

Jako řešení pro tento úkol byl určen nástroj COFA 5M pro průměr otvoru 6,0 mm.

Přínos pro zákazníka

Díky tomu, že zcela odpadlo ruční opracování, bylo dosaženo významné úspory nákladů. Nyní může zákazník odebírat obrobky ze stroje kompletně dokončené.

Komentář operátora: „Kvalita a procesní bezpečnost mohly být díky společnosti HEULE enormně zvýšeny.“
Pracovník odpovědný za rozhodnutí k tomu dodává: „Zadanou životnost 20 obrobků na nůž se podařilo výrazně překonat výslednými 60 obrobky na nůž. Nástroj, respektive řešení je výrazně ekonomičtější, než jsme kvůli nesnadno obrobitelnému materiálu a vysoké tvorbě hran původně předpokládali.“